



项目名称	萜类内酯	报告编号	OTJH260429003
参考标准	客户方法		
样品描述	供试品和对照品溶液		
检测要求	满足检测要求		
色 谱 柱	Excsep™ Plus C18, 4.6×250mm, 5μm		
流 动 相	水-甲醇 梯度洗脱		
检 测 器	蒸发光散射检测器 雾化器温度: 80°C 漂移 管温度: 80°C 气流量: 1.8L/min	柱 温	25°C
流 速	1.0mL/min	进 样 量	15 μL

对照品溶液色谱图:



	名称	保留时间	分离度	拖尾因子	理论板数
1		12.670		1.000	40035
2		15.583	10.957	1.036	50138
3		21.636	20.979	1.034	83905
4		22.821	3.948	1.024	91810

样品溶液色谱图：



	名称	保留时间	分离度	拖尾因子	理论板数
1		12.218		0.792	53256
2		12.676	1.999	1.022	42047
3		14.491	5.933	0.738	25322
4		15.595	3.554	1.057	58491
5		20.699	19.380	1.076	94937
6		21.624	3.020	0.822	63161
7		22.829	3.298	1.044	55782