


项目名称	乙基纤维素	报告编号	OTJH260701001
参考标准	客户标准		
样品描述	溶液		
检测要求	含量测定		
色 谱 柱	Excsep™ SEC 200, 7.8×300mm, 5μm		
流 动 相	乙醇-甲醇-水-三氟乙酸=50-30-20-0.1		
检 测 器	示差折光检测器 40°C	柱 温	40°C
流 速	1.0mL/min	进 样 量	20 μ L

供试品溶液色谱图：



	名称	保留时间	分离度	拖尾因子	理论板数
1		5.930		1.272	3043
2		10.114	11.134	0.977	17628
3		10.732	2.215	0.930	31214
4		11.083	1.589	0.882	50767
5		11.385	1.274	1.088	27508